

# Il y a une vie derrière chaque test

## Simplifier les tests de dépistage de la grippe A+B

Simplifiez votre test de dépistage de la grippe au point de service grâce au système portable **BD Veritor™ Plus**, qui offre un fonctionnement intuitif et des résultats fiables en temps opportun.



# Surmontez les défis de la saison grippale

GRIPPE A + B

Le système BD Veritor™ Plus offre une opération simple, un flux de travail efficace et des résultats rapides et traçables, ce qui peut aider à améliorer l'expérience du patient.



## Simplifie le processus de test

- Aide à faciliter le fonctionnement grâce à la fonctionnalité à bouton unique qui peut réduire les erreurs de traitement manuel des tests
- Procure un traitement intuitif des échantillons grâce à des tubes préremplis et homogènes



## Assure l'efficacité du flux de travail

- S'adapte facilement à votre flux de travail en offrant 2 modes d'utilisation
  - » **Walk Away:** l'appareil de test est inséré dans l'analyseur immédiatement après la préparation, ce qui permet au personnel de réaliser plusieurs tâches à la fois pendant que l'échantillon est incubé
  - » **Analysez maintenant:** le dispositif d'analyse est inséré une fois le temps d'incubation terminé, permettant d'analyser différents lots d'échantillons en même temps



## Obtient des résultats fiables et rapides

- Affiche des résultats numériques faciles à lire pour la grippe en 10 minutes<sup>1</sup>
- Fournit des résultats clairs et objectifs en corrigeant la liaison non spécifique et en détectant les résultats positifs non reconnus par l'œil nu<sup>1</sup>



## Assure la traçabilité des résultats

- Numéro de lot téléchargeable, ID du patient/de l'échantillon, l'identifiant de l'opérateur et dossiers d'essai avec le module BD Veritor™ InfoWiFi ou via l'application complémentaire ImageMover
- Offre des capacités d'impression des résultats grâce au port USB

Référence: 1. BD Veritor System pour la détection rapide de la grippe A et B, notice d'emballage. 8087667 Becton, Dickinson and Company.

BD Life Sciences, 2100 Derry Road ouest, Mississauga, ON L5N 0B3 CA  
866-979-9408

[BDVeritor.com](http://BDVeritor.com)

BD, le logo BD et Veritor sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2021 BD. Tous droits réservés.

## Rendement éprouvé par rapport à PCR<sup>1</sup>

	PAP <sup>†</sup>	NPA <sup>‡</sup>	Résultats en
Grippe A	83,6 % (76,1 %, 89,1 %)	97,5 % (95,7 %, 98,5 %)	
Grippe B	81,3% (71,1 %, 88,5 %)	98,2% (95,7 %, 99,3 %)	

<sup>†</sup>pourcentage de concordance positive  
<sup>‡</sup>pourcentage de concordance négative

Résultats de dépistage de la grippe A+B entraîne 10 minutes

## Donnez la possibilité à votre personnel d'utiliser la plateforme d'apprentissage en ligne du système BD Veritor<sup>MC</sup> Plus

- Attribuez des plans de formation personnalisés par rôle, produit ou type d'apprentissage
- Simplifiez l'apprentissage grâce à des modules de cinq minutes
- Effectuez le suivi de la conformité à la formation et l'évaluation des compétences

Information pour la commande	N° de cat.	Qté
BD Veritor™ Plus System pour la dépistage de la grippe A et B	256045	30 tests
BD Veritor™ Plus System pour la dépistage de la grippe A et B (laboratoire)	256041	30 tests
Analyseur BD Veritor™ Plus	256066	1 unité

\*Système pour la détection rapide du SARS-COV-2\* BD Veritor™

- La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d'une ordonnance provisoire.
- Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'ordonnance provisoire concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit révisée ou révoquée plus tôt.
- Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

