

Il y a une vie derrière chaque test

Analyse au point d'intervention pour les
streptocoques du groupe A

Obtenez des résultats de streptocoque du groupe A
précis en 5 minutes grâce au système **BD Veritor™ Plus**
portatif et facile à utiliser.



Test de dépistage des streptocoques du groupe A efficace

STREPTOCOQUE DU GROUPE A

Le système BD Veritor™ Plus est conçu pour offrir des tests de streptocoques du groupe A simples, avec des résultats obtenus en seulement 5 minutes.



Simplifie le processus de test

- Utilisation facile et fonctionnalité à bouton unique qui peuvent aider à réduire les erreurs manuelles potentielles
- Procure un traitement intuitif des échantillons grâce à des tubes préemplis et homogènes



Assure l'efficacité du flux de travail

- S'adapte facilement à votre flux de travail en offrant 2 modes d'utilisation
 - » **Walk Away:** l'appareil de test est inséré dans l'analyseur immédiatement après la préparation, ce qui permet au personnel de réaliser plusieurs tâches à la fois pendant que l'échantillon est incubé
 - » **Analyze Now:** l'appareil de test est inséré une fois le temps d'incubation terminé, permettant aux lots d'échantillons d'être analysés en même temps



Obtient des résultats fiables et rapides

- Affiche des résultats numériques faciles à lire pour le groupe A Strep en 5 minutes¹
- Fournit des résultats clairs et objectifs en corrigeant la liaison non spécifique et en détectant les résultats positifs non reconnus par l'œil spontané¹



Assure la traçabilité des résultats

- Numéro de lot téléchargeable, ID du patient/de l'échantillon, capacité de saisie de l'identifiant de l'opérateur et dossiers d'essai avec le module BD Veritor™ InfoWiFi ou via l'application complémentaire ImageMover
- Offre des capacités d'impression des résultats grâce au port USB

Référence: 1. BD Veritor System™ pour la détection rapide du streptocoque du groupe A, trousse de laboratoire [notice du produit], 8087675. Franklin Lakes, NJ : Becton, Dickinson and Company

BD Life Sciences, 2100 Derry Road ouest, Mississauga, ON L5N 0B3 CA
866-979-9408

Offre un rendement éprouvé par rapport à la culture¹

	Sensibilité	Spécificité	Résultats en
Échantillon de gorge prélevé par tige	96,6 % (95 % CI: 92,4 %, 98,6 %)	95,5 % (95 % CI: 93,6 %, 96,9 %)	5

Donnez la possibilité à votre personnel d'utiliser la plateforme d'apprentissage en ligne du système BD Veritor™ Plus

- Attribuez des plans de formation personnalisés par rôle, produit ou type d'apprentissage
- Simplifiez l'apprentissage grâce à des modules de cinq minutes
- Effectuez un suivi facile de la conformité à la formation et de l'évaluation des compétences

Information pour la commande	No de cat.	Qté
Trousse pour le dépistage du streptocoque du groupe A BD Veritor™ Plus	256040	30 tests
Analyseur BD Veritor™ Plus	256066	1 unité

Système pour la détection rapide du SARS-COV-2 BD Veritor™

- La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d'une ordonnance provisoire.;
- Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'ordonnance provisoire concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit révisée ou révoquée plus tôt.
- Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

BDVeritor.com

BD, le logo BD et Veritor sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2021 BD. Tous droits réservés.

